

スライヴ®

超コンパクト、でも実力派。

縫製にカジュアルなステッチ処理を施したデザインです。

サイズも超コンパクトで、お部屋のスペースを取りません。

いつものリビングに馴染むわたしだけのマッサージ、はじめませんか。



※写真はCHD-8200(K)
※マッサージするときは、ヘッドレストを後ろに回すか、はずしてご使用ください。

スライヴ CHD-8000 スライヴ CHD-8200

くつろぎ指定席

マッサージの機能+ここのよい座り。

快適リラクゼーションチェアまさにくつろぎの指定席です。



CHD-8000(T)



CHD-8200(K) フットマッサージ仕様

フットレストモード&フルリクライニングモードが加わりました。

これまでになかった(当社比)リクライニング使用時に、新機能モードが加わり、テレビや音楽、読書などの時に、ぴったりです。

※写真はCHD-8000(T) ※CHD-8200(K)はフットマッサージ機能付

肩から腰へそしてふくらはぎ^{※1}へ。 くつろぎ指定席で、快適リラクセーションを体感ください。



3段階 肩位置調節^①

もみ玉の位置を3段階から選べます。

肩上しっかりマッサージ^②

上のもみ玉が背中中のラインから前方にせり出し、肩を上からほぐします。

背すじフィットマッサージ^③

背すじラインに合わせてマッサージ(最大58cm移動)するので、快適なフィット感が得られます。

もみ玉幅調節

「たたき」「背すじ伸ばし全体」「背すじ伸ばし部分」使用時に、もみ玉幅が3段階から選べます。

	広	中	狭
上位置 もみ玉幅	約12cm	約10cm	約8cm
下位置 もみ玉幅	約7.5cm	約13cm	約14cm

ふくらはぎマッサージ

もみボードがふくらはぎと足をたっぷりと包み込み、もみ運動、しぼりあげ運動、静止状態をくり返し心地よくマッサージしてくれます。

※1 CHD-8200のみ



レバーの切換えで、リラクゼーションがさらに進化しました。

疲れ具合に合わせて、様々なコースから選択していただけます。

自動3コース(全身・肩・腰コース)&11種類マッサージ。15分 オフタイマー付

フットレストモード 背もたれは固定した角度のまま、オットマンが上がり前に出てきます。

これまでになかった(当社比)リラクゼーション使用時に、フットレストモードが加わり、テレビや音楽、読書などの時に、ぴったりです。

リラクゼーション切換レバーを後にした時

<p>もみ もみ+背すじ伸ばし全体 もみ+背すじ伸ばし部分</p>	<p>たたき たたき+背すじ伸ばし全体 たたき+背すじ伸ばし部分</p>	<p>もみたき もみたき+背すじ伸ばし全体 もみたき+背すじ伸ばし部分</p>	<p>背すじ伸ばし全体 背すじ伸ばし部分</p>
---	--	---	------------------------------

■外形寸法



■質量 ●約38kg (CHD-8000) ●約41kg (CHD-8200)

■仕様 ●商品名:スライヴ マッサージチェア くつろぎ指定席 ●型番・カラー:CHD-8000(T)・ブラウン、CHD-8200(K)・ブラック ●医療機器認証番号:221AGBZX00196000 (CHD-8000)、221AGBZX00020300 (CHD-8200) ●一般的名称:家庭用電気マッサージ器

標準価格(税込) CHD-8000(T) **99,800円**

標準価格(税込) CHD-8200(K) **118,000円**

1ヶ月の電気代 1日1時間の使用で1ヵ月あたりの目安電気代は約40円です。
※負担条件はJIS規格による・新電力料金目安単価22円/kWhで計算 ※CHD-8000の場合

⚠安全に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。 ●医師の治療を受けているときは、必ず医師とご相談のうえご使用ください。

フルリラクゼーションモード オットマン・背もたれが連動して動作します

背もたれを約115°~155°の角度で無段階に調節可能。また、背もたれと連動してオットマンが上下、前へ動作します。

リラクゼーション切換レバーを前にした時

※CHD-8200の場合はフットマッサージ機能付
⚠注意 リラクゼーション切換レバーの操作は必ず背もたれを完全に起こした状態で操作してください。

販売元
スライヴ 株式会社 〒577-0026
大阪府東大阪市新家東町2番38号
ホームページアドレス <http://www.daito-thrive.co.jp>

■商品のお取り扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは
お客様相談センター
ナビダイヤル **0570-003-531**
全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。

●ナビダイヤルがご利用できない場合は **06-6783-8627**
●FAX **06-6783-8633**
●受付時間(祝日を除く月~金)9:00~17:00
※電話・FAX番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

製造販売元
大東電機工業株式会社 〒579-8046
大阪府東大阪市昭和町9番11号

お求めは当店で……

●本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
●印刷物と実物とは色が若干異なることがあります。あらかじめご了承ください。
●このカタログの記載内容は2009年9月現在のものです。